

FKC-X

浮游菌采样器

100 L/min标准流量 | 200 L/min采样头可选 | 房间布点图

面向药厂洁净区、无菌生产和洁净环境微生物监测。房间布点图、四级权限和审计追踪为标准配置。

- 药厂洁净区
- 无菌生产
- 微生物空气采样
- 房间点位管理



- 100 L/min
标准采样流量
- 1-9999 L
采样体积
- 90 mm
培养皿
- ≥6 h
标称续航

三项核心能力

- 01

200 L/min采样头可选

标准流量为100 L/min；选配对应的200 L/min采样头后，用户可在100 / 200 L/min之间切换。
- 02

房间布点图

可建立房间与采样点位布局，并将采样任务和记录关联到对应房间及点位。
- 03

标准数据功能

房间布点图、四级权限管理和审计追踪始终交付；蓝牙打印机、无线导出及数据软件为选配。

FKC-X主要参数与配置

型号	FKC-X	采样流量	100 L/min标准；200 L/min采样头可选
采样体积	1-9999 L可调	采样方式	连续采样 / 分段采样
培养皿规格	90 mm；85-91 mm可调	操作界面	5英寸彩色触摸屏；中英文
采样头材质	SUS316L不锈钢	供电与续航	DC16.8V；内置电池≥6 h
外形尺寸	120 × 180 × 200 mm	重量	约3 kg
无线导出	选配	可选配置	200 L/min采样头 / 蓝牙打印机 / 无线导出 / 数据采集软件

界面与交付边界	标准配置始终包含房间布点图、四级权限管理和审计追踪；200 L/min采样头、蓝牙打印机、无线导出及数据采集软件为选配，按技术确认清单交付。
---------	--

预约苏州实机演示 | 王陈燕 | sale@nuoweiclean.cn | nuoweiclean.cn